



Server

bed server



care design®

Server



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY

Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

System/system:

- Fahrgestell aus Präzisionsrohr, pulverbeschichtet
- 4 Möbelrollen Ø 5 cm, davon 2 feststellbar
- Aluminiumsäule im Dekor verkleidet, mit gedämpfter Hub-Senk-Mechanik
- Tableau aus Schichtstoff mit beidseitigen Stoppleisten, variabel, beidseitig schwenkbar

- chassis frame made of high precision tube, powder coated
- 4 furniture castors Ø 5 cm, two lockable
- decor covered aluminium column with damped high adjustment mechanic
- tableau made of laminated plastic, 360° rotatable, with two block up stats

Maße/dimensions:

- Höhenverstellung von 750 bis 1130 mm
- Tableau B x T 630 x 380 mm
- Gewicht 16 kg

- height adjustment from 750 till 1130 mm
- tableau W x D 630 x 380 mm
- weight 16 kg



Server V8 10 010

