

Personenlifter *patient hoist*



V8 17 000 Gurtlifter/belt hoist



V8 17 001 Aufrichtlifter/sit up hoist



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY

Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

...zwei Lifter in einem/two functions in one unit

- flexibel durch Funktionen eines Hebe- und Aufrichtlifters
- elektrisch verstellbare Hebe- oder Aufstehfunktion
- manuelle Breitenverstellung des Fahrgestells
- mechanische Notabsenkung

- two functions in one unit
- electrical actuated stroke function
- width adjustable chassis
- mechanical emergency lowering device



- Tragfähigkeit max. 160 kg
- max. lifting capacity 160 kg
- Hubhöhe (ab Bügel, ohne Gurt) min. 44 cm, max. 177 cm
- stroke range without belt min. 44 cm, max. 177 cm
- Akku 2 Stück 12 V, 7,2 Ah, geschlossene Blei-Gel-Akkus
- rechargeable battery pack, 2 pc, 12 V, 7,2 Ah
- Schutzklasse IPX 4
- protection class IPX 4

Gurtlifter: V8 17 000 Aufrichtlifter: V8 17 001

