



*Bett im Bett System*  
*bed in bed system*

*Andrea*



care design®

[www.bettenmalsch.de](http://www.bettenmalsch.de)



**Betten Malsch GmbH** · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY  
Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · [www.bettenmalsch.de](http://www.bettenmalsch.de) · [info@bettenmalsch.de](mailto:info@bettenmalsch.de)

#### Hubsystem/Lifting system:

- Untergestell aus Präzisionsstahlrohr verwindungssteif verschweißt
- höhenverstellbare Tellerfüße
- base frame, made of precision steel tube
- scissor frame incl. height adjustable disc plates

#### Liegefläche/mattress base:

- 4 geteilte Liegefläche mit Federholzleisten oder Metallgitterauflage
- kopfseitig zwei Aufnahmehülsen links und rechts zur optionalen Ausstattung mit Aufrichter, Bettlampe und Infusionsstativ
- 4-separated mattress base, available with slatted fram or comfort plastic wings (option)
- bush retainer left and right for optional equipment, e. g. lifting pole, lamp, IV tripod



#### Maße/Dimensions:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Liegefläche/mattress base  | 90 x 200 cm  |
| - Höhenverstellung der Liegefläche/<br>height adjustment mattress base | 35 bis 75 cm |
| - Einbaumaße/built-in dimension  | 90 x 200 cm  |
| - Sichere Arbeitslast/safe loading capacity                            | ca. 180 kg   |

#### Sicherheit/Reliability:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules             | 93/42 EWG                       |
| - verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds                          | DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38 |
| - medizinisch elektrische Geräte/electrical equipment for medicine sector | DIN EN 60601-1                  |
| - elektromagnetische Verträglichkeit/electromagnetic compatibility        | 89/42 EWG                       |

## **Andrea P0 09 001**

#### Funktion/functions

