



Pflegebett
healthcare bed



Melanie
100

Melanie
200



care design®

www.bettenmalsch.de



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY
 Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

Liegefläche/mattress base:

- Hubsäulen aus Präzisionsstahlrohr verwindungssteif verschweißt
- fahrbar auf 4 gummibereiteten Laufrollen 100 mm, Einzelradfeststellung
- lifting column, made of precision steel tube
- four rubber tyred caster 100 mm, mono wheel fixation



Liegefläche/Laying Area:

- 4 geteilte Liegefläche mit Federholzleisten oder Metallgitterauflage
- kopfseitig zwei Aufnahmehülsen links und rechts zur optionalen Ausstattung mit Aufrichter, Bettlampe und Infusionsstativ
- 4-separated mattress base, available with slatted fram or comfort plastic wings (option)
- bush retainer left and right for optional equipment, e. g. lifting pole, lamp, IV tripod

Maße/Dimensions:

- | | |
|--|--------------|
| - Liegefläche/mattress base | 90 x 200 cm |
| - Höhenverstellung der Liegefläche/
height adjustment mattress base | 40 bis 80 cm |
| - Außenmaße/outside dimension | 102 x 213 cm |
| - Sichere Arbeitslast/safe loading capacity | ca. 180 kg |

Sicherheit/Reliability:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules | 93/42 EWG |
| - verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds | DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38 |
| - medizinisch elektrische Geräte/electrical equipment for medicine sector | DIN EN 60601-1 |
| - elektromagnetische Verträglichkeit/electromagnetic compatibility | 89/42 EWG |

Melanie 100 P0 06 001 Melanie 200 P0 06 002

Funktion/functions

