


Pflegebett healthcare bed



Doreen 100



care design®



Dorenn 100



Dorenn 200



Dorenn 300



Dorenn 400



Abb. enthält Sonderausstattungen

Dorenn ... fahrbar in jeder Höhenlage/ri dable on any elevation level



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY
 Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

Hubsystem/Lifting system:

- fahrbar in jeder Höhenlage auf 4 gummibereiteten Doppelaufrollen 100 mm
- zentrale Rollenfeststellung über Tritthebel Doreen I + II, Einzelradfeststellung Doreen III
- four rubber tyred dual caster 100 mm, central braking system incl. foot actuator
- ridable on any elevation level Doreen I + II, mono locking device Doreen III



Liegefläche/mattress base:

- 4 geteilte Liegefläche mit Matratzenausgleich (12 cm) nach Empfehlung des DBfK
- kopfseitig zwei Aufnahmehülsen links und rechts zur optionalen Ausstattung mit Aufrichter, Bettlampe und Infusionsstativ
- 4-separated mattress base incl. 12 cm mattress compensation upon the recommendation of DBfK
- bush retainer left and right for optional equipment, e. g. lifting pole, lamp, IV tripod

Maße/Dimensions:

- Liegefläche/mattress base	90 x 200 cm			
- Höhenverstellung der Liegefläche/ height adjustment mattress base	Doreen 100	Doreen 200	Doreen 300	Doreen 400
- Außenmaße/outside dimension	38 bis 80 cm	29 bis 71 cm	23 bis 65 cm	18 bis 58 cm
- Sichere Arbeitslast/safe loading capacity	102 x 218 cm			
	ca. 180 kg			

Sicherheit/Reliability:

- EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules	93/42 EWG
- verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds	DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38
- medizinisch elektrische Geräte/electrical equipment for medicine sector	DIN EN 60601-1
- elektromagnetische Verträglichkeit/electromagnetic compatibility	89/42 EWG

Doreen 100: P0 04 001 Doreen 200: P0 12 001
Doreen 300: P0 17 001 Doreen 400: P0 17 002

Funktion/functions

