

Pflegebett *healthcare bed*

Impulse 400



Impulse 400 GS



care design®




Impulse 400 GS



Impulse 400



Impulse 400 GS



Impulse 400 GS



Abb. enthält Sonderausstattungen

Impulse 400 ... neue Generation/new generation



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY
 Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

Hubsystem/Lifting system:

- fahrbar auf 4 gummiereiften Doppelaufrollen
- zentrale Rollenfeststellung über Tritthebel
- four rubber tyred dual caster, central braking system

Liegefläche/mattress base:

- 4 geteilte Liegefläche mit Matratzenausgleich (12 cm) nach Empfehlung des DBfK
- Komfortsitzposition und fahrbar in jeder Höhenlage
- 4-separated mattress base, incl. 12 cm mattress compensation upon the recommendation of DBfK
- Comfort seating position and rideable on any elevation level



Maße/Dimensions:

- | | |
|--|--------------|
| - Liegefläche/mattress base | 90 x 200 cm |
| - Höhenverstellung der Liegefläche/
height adjustment mattress base | 26 bis 77 cm |
| - Außenmaße/outside dimension | 102 x 206 cm |
| - Sichere Arbeitslast/safe loading capacity | ca. 200 kg |

Sicherheit/Reliability:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules | 93/42 EWG |
| - verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds | DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38 |
| - medizinisch elektrische Geräte/electrical equipment for medicine sector | DIN EN 60601-1 |
| - elektromagnetische Verträglichkeit/electromagnetic compatibility | 89/42 EWG |

Impulse 400

Funktion/functions

