

*Pflegebett*  
*healthcare bed*

Ingrid



Ingrid



**Betten Malsch GmbH** · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY  
 Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

Hubsystem/Lifting system:

- Untergestell aus Präzisionsstahlrohr verwindungssteif verschweißt
- fahrbar auf 4 gummibereiteten Laufrollen 100 mm, Einzelradfeststellung
- base frame, made of precision steel tube
- four rubber tyred caster 100 mm, mono wheel fixation



Liegefläche/mattress base:

- 4 geteilte Liegefläche mit Federholzleisten oder Metallgitterauflage
- kopfseitig zwei Aufnahmehülsen links und rechts zur optionalen Ausstattung mit Aufrichter, Bettlampe und Infusionsstativ
- 4-separated mattress base, available with slatted frame or comfort plastic wings (option)
- bush retainer left and right for optional equipment, e. g. lifting pole, lamp, IV tripod

Maße/Dimensions:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Liegefläche/mattress base  | 90 x 200 cm  |
| - Höhenverstellung der Liegefläche/<br>height adjustment mattress base | 38 bis 80 cm |
| - Außenmaße/outside dimension  | 102 x 206 cm |
| - Sichere Arbeitslast/safe loading capacity                            | ca. 180 kg   |

Sicherheit/Reliability:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules             | 93/42 EWG                       |
| - verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds                          | DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38 |
| - medizinisch elektrische Geräte/electrical equipment for medicine sector | DIN EN 60601-1                  |
| - elektromagnetische Verträglichkeit/electromagnetic compatibility        | 89/42 EWG                       |

**Ingrid P0 13 001**

Funktion/functions

