

Pflegebett healthcare bed

Tina



Tina

Abb. enthält Sonderausstattungen



Betten Malsch GmbH · Rohbergstraße 9 · 36208 Wildeck-Obersuhl · GERMANY
 Telefon: +49(0)6626 / 915 100 · Telefax: +49(0)6626 / 915 116 · www.bettenmalsch.de · info@bettenmalsch.de

Hubsystem/Lifting system:

- Untergestell aus Präzisionsstahlrohr verwindungssteif verschweißt
- fahrbar auf 4 gummbereiften Laurollen 100 mm/125 mm, Zentralfeststellung
- base frame, made of precision steel tube
- four rubber tyred caster 100 mm/125 mm, central locking device



Liegefläche/mattress base:

- 4 geteilte Liegefläche mit Federholzleisten oder Metallgitterauflage
- kopfseitig zwei Aufnahmhülsen links und rechts zur optionalen Ausstattung mit Aufrichter, Bettlampe und Infusionsstativ
- 4-separated mattress base, available with slatted frame or comfort plastic wings (option)
- bush retainer left and right for optional equipment, e. g. lifting pole, lamp, IV tripod

Maße/Dimensions:

- | | |
|--|--------------|
| - Liegefläche/mattress base | 90 x 200 cm |
| - Höhenverstellung der Liegefläche/
height adjustment mattress base | 40 bis 80 cm |
| - Außenmaße/outside dimension | 102 x 206 cm |
| - Sichere Arbeitslast/safe loading capacity | ca. 180 kg |

Sicherheit/Reliability:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - EG Medizinprodukte – Richtlinie/EG medicine product – rules | 93/42 EWG |
| - verstellbare Pflegebetten/adjustable care beds | DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-38 |

Tina PO 10 001

Funktion/functions

